

qSOFA

Identificação do paciente

Rebaixamento do nível de consciência -

- Não
 Sim

Pacientes admitidos com sepse no PS - Considerar o momento da chegada na instituição. Pacientes que desenvolveram sepse quando estavam já internados no PS, considerar as últimas 6 horas antes do diagnóstico da sepse.

O paciente apresentou frequência respiratória \geq 22 rpm?

- Não
 Sim

Pacientes admitidos com sepse no PS - Considerar o momento da chegada na instituição. Pacientes que desenvolveram sepse quando estavam já internados no PS, considerar as últimas 6 horas antes do diagnóstico da sepse.

Qual frequência respiratória mais elevada apresentada pelo paciente?

- 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50

O paciente apresentou PAS \leq 100mmHg?

- Não
 Sim

Pacientes admitidos com sepse no PS - Considerar o momento da chegada na instituição. Pacientes que desenvolveram sepse quando estavam já internados no PS, considerar as últimas 6 horas antes do diagnóstico da sepse.

Qual a menor PAS apresentada pelo paciente ?

- 0
 10
 20
 30
 40
 50
 60
 70
 80
 90
 100

Escore quickSOFA final?

(Campo com cálculo automático)